

Jumbo Hotplate



- ❖ Jumbo Sized Heating Area - 600 x 300 mm
- ❖ Sturdy High-Density Ceramic Coating Top
- ❖ Heat up to 300 °C
- ❖ Digital PID Controller

Corrosion Resistant

High density ceramic coated aluminium top plate gives a perfect chemical resistance especially against strong acid.
내열성, 내약품성, 내식성 등이 우수한 고밀도의 세라믹을 aluminium 판에 고온에서 특수 처리한 세라믹코팅 상판

Embedded Heater

heavy duty pure aluminum plate with plate heater provides excellent heat transfer and performance
알루미늄 플레이트는 열전도성이 강해 온도 조절이 우수하고 온도분포도가 균일하다.

Digital PID Control

provides precise temperature control and digital display, 99 hour 59min. timer, alarm, auto-tuning
디지털 PID 제어기를 사용하여 온도 조절이 정확하고 현재 온도표시 기능, 타이머, 알람 기능 내장

Safety Feature

Over temperature and over current breaker for ultimate user safety
과열, 과전류 방지 장치 내장

Ideal for Large Heating Area

General laboratory heating, sample drying, TLC plate heating, liquid evaporation and surface heating in electronic industries
넓은 가열 면적을 필요로 하는 가열, 시료 건조, TLC 가열, 증류 농축 작업, 전자부품 표면 건조등에 적합

Heavy Duty Pure Aluminium Top Plate

with ceramic coating
알루미늄 통 열판에 고밀도 세라믹 코팅 히터 장착

Model	LHT-2030D	LHT-2045D	LHT-2060D	LHT-3015D
Controller	Digital PID Temperature Control with 99 hr 59 min Timer			
Material	Ceramic Coated heavy duty pure aluminium top plate			
Dimensions Plate (W x D x H mm)	300 x 300	450 x 300	600 x 300	150 x 200 x 3 position
Overall	320 x 320 x 180	470 x 320 x 180	620 x 320 x 180	520 x 280 x 160
Heater	1.4kw	2.2kw	3kw	1.5kw
Temperature Range	Ambient +5°C to 300°C Max			
Electric Supply	110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz			

☒ Custom made order is available
Specifications can be changed without prior notice for quality improvement.